

GALAXY



- Inertização de cubas durante a fase de maceração.
- Proteção eficaz dos mostos.
- Controlo da quantidade de CO₂; Árgon injectada nas cubas.

Alimentação

Aplicação

O **GALAXY 100** é utilizado com o ALIGAL 2 ou com o ALIGAL 6 e permite a proteção eficaz de mostos e a inertização de cubas durante a fase de maceração. Este equipamento permite quantificar corretamente a injeção de CO₂ ou de Árgon, para inertizações ocasionais e de curto prazo. O difusor é posicionado no tanque, no final de uma mangueira conectada a um regulador. Este difusor pode flutuar ou ficar suspenso.

Concebido para o arranque:

ALIGAL™

Especificação

Difusor munido de um orifício calibrado, assegurando um débito de 100l/min. Ligaç o por flex vel de di metro 10 mm interior.

D�bito.....	100 L CO ₂ /min sob 3 bar
Dimens�es exteriores.....	300 mm
Altura.....	70 mm
Material.....	Pl�stico alimentar

Info +

Solu o m vel, pode ser utilizada em diferentes cubas.

Vantagens

Purga eficaz do ar por difus o CO₂ o de  rgon atrav s de grandes orif cios e de efeito pist o de CO₂ ou de  rgon (mais pesados que o ar).

Dimensões

Altura (H) : 70 mm

Ø1 : 300 mm



Manual de instruções

OP 911

Produto

Referência	Designação curta	Gás
19100	DIFUSOR FLUTUADOR GALAXY 100	CO2, Ar