

# MICRO GARRAFAS ALPHAGAZ 1 CO2 NRC-2AL



- ALPHAGAZ™, a solução simples para melhorar o seu desempenho analítico
- Em alumínio
- ALPHAGAZ™ 1, o compromisso com a qualidade para análises de % a ppm

## Aplicação

Monitorização de gás.  
Detecção de gás.  
Investigação & Análise

## Especificação

Capacidade em gás ..... 1,52 (AR=1)  
Número UN ..... 1013  
Número de FDS ..... 018A-1  
Tipo de FDS ..... Gás comprimido  
<https://industrial.airliquide.pt>  
Ligação FDS ..... [airliquide.pt](https://industrial.airliquide.pt)

## Alerta de segurança

⚠ Atenção! Em caso de transporte de garrafas, assegurar suficiente ventilação do veículo.

## Vantagens

-Fácil de manusear, armazenar e transportar até ao ponto de utilização. -Perfeito para uso no campo e em laboratório. -Conforto e segurança acrescidos quando se trabalha em altura.

### Info +

As garrafas 2AL cumprem com a norma europeia EN 12205, U.S. DOT-39 e especificações canadianas TC-39M

# Dimensões

Altura (H) : 289 mm

Ø1 : 76 mm

Peso líquido : 0.1 kg

## Configuração do modelo

1-Pedir uma proposta à nossa equipa comercial. 2-Envie-nos o seu pedido de compra. 3-Receba a sua mercadoria no seu endereço até 3 a 4 dias (Portugal e Espanha) para os cilindros em stock.

## Produto

Referência	Designação curta
200036	Alphagaz 1 CO2 NRC-2AL